




160-131-105

**STACKE** Ø 0,8 mm


Ohrsonde, 100 mm  
Aural probe, 4 inch



160-131-140

**CAWTHORNE**

Ohrsonde, mit Ringgriff und abgeflachter Spitze, 140 mm  
Probe, ring handled and flattened end, 5 1/2 inch



160-132-150

**TUMARKIN**

Ohrsonde, 150 mm      Bestelleinheit: PA= Packung á 50 Stück  
Aural probe, 6 inch      Sales unit: PA= Package of 50 pieces



160-410-120

**BUCK** Ø 0,9 mm


Ohrwatteträger, Arbeitsende spiralförmig, 120 mm  
Cotton Applicator, rough spiral serrated end, 4 3/4 inch



160-420-110

**MODELL PICCOLO** Ø 0,7 mm

Ohrwatteträger, Arbeitsende rund gerieft, 110 mm  
Cotton applicator, slender, round serrated end, 4 1/2 inch



160-421-110

**MODELL PICCOLO** Ø 0,7 mm

Ohrwatteträger, Arbeitsende dreikant gerieft, 110 mm  
Cotton applicator, slender, triangular serrated end, 4 1/2 inch




160-422-110 110 mm/4 1/2 inch

160-422-140 140 mm/5 1/2 inch

**FARRELL** Ø 1,2 mm


Ohrwatteträger, Arbeitsende rund gerieft  
Cotton applicator, round serrated end




160-426-120 120mm, 4 3/4 inch  
 160-426-140 140mm, 5 1/2 inch  
 Ohrwatteträger, Arbeitsende dreikant gerieft, Ø 0,9 mm  
 Cotton applicator, triangular serrated end, Ø 0.9 mm



160-010-140 Ø 1,0 mm  
 160-012-140 Ø 1,2 mm  
 Ohrwatteträger, Arbeitsende spiralförmig, 140 mm  
 Cotton applicator, spiral serrated end, 5 1/2 inch




160-423-110 110 mm, 4 1/2 inch  
 160-423-140 140mm, 5 1/2 inch  
**LATHBURY-FARRELL**  
 Ohrwatteträger, Arbeitsende dreikant gerieft, Ø 1,4 mm  
 Cotton applicator, triangular serrated end, Ø 1.4 mm



160-255-140 140 mm, 5 1/2 inch  
 160-255-180 180 mm, 7 inch  
**JOBSON HORNE**  
 Ohrsonde  
 Aural probe



410-145-175 spitz/pointed  
 410-146-175 stumpf/blunt  
**FORMBY**  
 Zerumenlöffel und -häkchen, 130 mm  
 Cerumen scoop and hook, 5 1/8 inch



410-147-175 spitz/pointed  
 410-148-175 stumpf/blunt  
**FORMBY**  
 Zerumenschlinge und -häkchen, 120 mm  
 Cerumen loop and hook, 4 3/4 inch



410-147-145  
**CAWTHORNE**  
 Zerumenhäkchen, 145 mm  
 Cerumen hook, 5 1/2 inch



410-581-160

**ALLPORT**


Ohrhäkchen, stumpf, 160 mm  
Aural hook, blunt, 6 1/4 inch



410-583-150

**ZAUFAL-JANSEN**

Ohrhebel, geknöpft, 45° abgewinkelt, 150 mm  
Aural hook, probe ended, 45° angled, 6 inch



410-584-001 Fig. 1


Fig. 1

410-584-002 Fig. 2

Fig. 2

**DAY**

Ohrhäkchen, 160 mm  
Aural hook, 6 1/2 inch



410-585-001 Fig. 1

Fig. 1

410-585-002 Fig. 2

Fig. 2

410-585-003 Fig. 3

Fig. 3

410-585-004 Fig. 4

Fig. 4

410-585-005 Fig. 5

Fig. 5

410-585-006 Fig. 6


Fig. 6

410-585-007 Fig. 7

Fig. 7

**WAGENER**

Ohrhebel, 140 mm  
Aural hook, 5 1/2 inch



410-586-141 Fig. 1

Fig. 1

410-586-142 Fig. 2

Fig. 2

410-586-143 Fig. 3

Fig. 3

**LUCAE**

Ohrhebel, geknöpft, 140 mm  
Aural hook, probe ended, 5 1/2 inch



410-584-180

**MUSGROVE**

Zerumennadel und Watteträger, 180 mm  
Cerumen pick and cotton applicator, 7 inch



410-583-160

**ZAUFAL**


Ohrhebel, stumpf, 160 mm  
Aural elevator, blunt, 6 1/4 inch



410-584-160

**MOLDENHAUER**


Fremdkörperhebel, 160 mm  
Foreign body elevator, 6 1/4 inch



410-580-001 Fig.1  
410-580-002 Fig.2  
410-580-003 Fig.3

**BILLEAU**


Ohrschlinge, gerade, 160 mm  
Aural loop, straight, 6 1/4 inch



410-580-161 Fig.1  
410-580-162 Fig.2  
410-580-163 Fig.3

**SNELLEN (WEBER-LOCH)**


Ohrschlinge, gebogen, gerieft, 160 mm  
Aural loop, curved, serrated, 6 1/4 inch



410-580-130

**LANGENBECK**


Ohrschlinge, stumpf, leicht gebogen, 130 mm  
Aural loop, blunt, slightly curved, 5 inch



stumpf/blunt	scharf/sharp
410-100-000	410-101-000
410-100-001	410-101-001
410-100-002	410-101-002
410-100-003	410-101-003
410-100-004	410-101-004

**BUCK**

Ohrkürette, gerade, 150 mm  
Aural curette, straight, 6 inch



stumpf/blunt	scharf/sharp
410-102-000	410-103-000
410-102-001	410-103-001
410-102-002	410-103-002
410-102-003	410-103-003
410-102-004	410-103-004

**BUCK**

Ohrkürette, gebogen, 150 mm  
Aural curette, curved, 6 inch



Fremdkörper-Ohrzängchen zur Untersuchung, **Zeigefingerringteil** beweglich, mit Schiebenschaft  
Aural foreign body forceps for examination, opening and closing of the jaws by means of **finger ring-handle**, sliding shaft




410-210-085 1 x 8 mm, gerieftes Maulteil/serrated jaws  
410-215-085 1 x 8 mm, glattes Maulteil/smooth jaws  
**HARTMANN**  
Faßzängchen, gerade  
Aural forceps, straight



410-211-085 2 x 6 mm  
**HARTMANN**  
Faßzängchen, gerade, 1 x 2 Zähne  
Aural forceps, straight, 1 x 2 teeth




410-330-090  
**QUIRE**  
Fremdkörperinstrument, 90 mm  
Aural forceps for removal of foreign bodies, 3 1/2 inch



410-338-137 **WEINGARTNER**, 7 mm Maullänge/7 mm jaws links gebogen/left curved  
410-338-138 **HOUSE** 8 mm gerieft/8 mm serrated  
410-338-139 **DUCKBILL** 8 mm gerieft/8 mm serrated  
Ohrzängchen, Arbeitslänge: 87 mm  
Ear Forceps, Working length: 3 1/8 inch



410-338-132 90° aufwärts/90° upwards, 2.5 x 6.0 mm  
410-338-133 45° aufwärts/45° upwards, 2.5 x 6.5 mm  
410-338-134 gerade/straight, 2.5 x 7.0 mm  
**STRUEMPEL**  
Ohrzängchen, Arbeitslänge: 87 mm  
Ear Forceps, Working length: 3 1/8 inch



**HARTMANN-HERZFELD**

Ohrzängchen, Arbeitslänge: 87 mm

Ear Forceps, Working length: 3 1/8 inch

410-338-135 2 mm Löffel/2 mm spoon

410-338-136 2,5 mm Löffel/2.5 mm spoon

410-338-140 3 mm Löffel/3 mm spoon

410-338-141 2x6 mm Löffel/2x6 mm spoon

410-338-142 2 mm Löffel, aufgebogen  
2 mm spoon, curved upwards

Ohrzängchen, Arbeitslänge: 87 mm

Ear Forceps, Working length: 3 1/8 inch



Fremdkörper-Ohrzängchen zur Untersuchung, feine Ausführung,

**Zeigefingerringteil** beweglich, mit Schiebeshaft

Aural foreign body forceps for examination, extra fine pattern, opening and closing of the jaws by means of **finger ring-handle**, sliding shaft

410-345-080 0,8 x 6 mm

**HARTMANN-WULLSTEIN**

Faßzängchen, gerade

Aural forceps, straight

410-344-080 0,8 x 4 mm

**HARTMANN-WULLSTEIN**

Faßzängchen, gerade

Aural forceps, serrated jaws, straight


410-346-080 1 mm

410-347-080 2 mm

**HARTMANN-WULLSTEIN**

Löffelzängchen, gerade, runder Löffel

Aural forceps, cup-shaped, straight, round cup





410-230-140

**HARTMANN**

Ohrtamponzange, kräftiges Modell, 120 mm  
Aural tampon forceps, strong pattern, 4 3/4 inch

410-230-120

**HARTMANN**

Ohrtamponzange, feines Modell, 135 mm  
Aural tampon forceps, delicate pattern, 5 inch



410-231-140

**TILLEY**

Ohrtamponzange, extra feines Modell, 140 mm  
Aural tampon forceps, extra fine pattern, 5 1/2 inch



410-231-050

**TOBEY**

Ohrzängchen, 4mm Maullänge, 50mm Länge von der  
Schraube bis zur Maulspitze  
Ear Forceps, 4mm long jaws, 50mm length from  
screw till jaw tip

410-231-085

**CORGILL**

Ohrzängchen, 4mm Maullänge, 85mm Länge von der  
Schraube bis zur Maulspitze  
Ear Forceps, 4mm long jaws, 85mm length from screw till jaw tip



410-391-140

**LUCAE**

Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 140 mm  
Aural dressing forceps, bayonet shaped, 5 1/2 inch



410-375-100

**TROELTSCH**


Ohrpinzette, fein und klein, gerieft, 45 mm Nutzlänge  
Aural dressing forceps, delicate and small, serrated,  
45 mm working length



410-375-120

**TROELTSCH**

Ohrpinzette, anatomisch, kniegebogen, 1,8 mm breit, 115 mm  
Aural dressing forceps, angled, tip 1,8 mm, serrated, 4 1/2 inch



410-377-120

**TROELTSCH**


Ohrpinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, kniegebogen, 125 mm  
Aural tissue forceps, 1 x 2 teeth, knee bent, 5 inch



410-381-130

**TROELTSCH**

Ohrpinzette, anatomisch, selbst schließend, kniegebogen, 130 mm  
Aural dressing forceps, knee bent, cross action, serrated, 4 1/8 inch



410-410-160

**KRAUSE**

Ohrpolypenschnürer, 165 mm  
Aural snare, 6 1/2 inch



410-411-100 Ø 0,2 mm

Ohrpolypen-Schlingendraht

Bestelleinheit: PH=Packung á 100 Stück

Aural snare wire

Sales unit: PH=Package of 100 pieces






410-350-150

**POLITZER**

Ohr-Furunkelmesser, 160 mm  
Aural Sickle knife, 6 1/4 inch



410-352-170

**SEXTON**


Ohr-Furunkelmesser, bajonettförmig, 170 mm  
Aural Sickle knife, bayonet-shaped, 6 3/4 inch



410-353-180

**SEXTON**

Ohr-Furunkelmesser, 180 mm  
Aural Sickle knife, 7 1/8 inch



410-354-180 Fig.1 gerade/straight

410-355-180 Fig.2 gerade/straight

410-356-180 Fig.3 gerade/straight


410-357-180 Fig.1 kniegebogen/knee bent

410-358-180 Fig.2 kniegebogen/knee bent

410-359-180 Fig.3 kniegebogen/knee bent

**SEXTON**

Trommelfellmesser, 180 mm  
Ear drum knife, 7 inch



410-031-180

**LUCAE**

Paracentese-Nadel, bajonettförmig, für Kinder, 160 mm  
Tympanum perforator, bayonet-shaped, for children, 6 1/4 inch

410-032-180 Spitze/tip 1,5mm

410-032-181 Spitze/tip 1,8mm

410-032-182 Spitze/tip 2,0mm

**LUCAE**

Paracentese-Nadel, bajonettförmig, für Erwachsene, senkrecht, 190 mm  
Tympanum perforator, bayonet-shaped, for adults, vertical, 7 1/2 inch

410-033-180

**LUCAE**

Paracentese-Nadel, bajonettförmig, für Erwachsene, waagrecht, 180 mm  
Tympanum perforator, bayonet-shaped, for adults, horizontal, 7 inch



410-030-160

**POLITZER**


Paracentese-Nadel, gerade, 160 mm  
Tympanum perforator, straight, 6 1/4 inch



410-031-140

**JACOBSON**

Ohrhäkchen, 140mm  
Ear hook, 5 1/2 inch



410-032-160

**POLITZER**

Paracentese-Nadel, kniegebogen, senkrecht, 160 mm  
Tympanum perforator, knee bent, vertical, 6 1/4 inch

410-033-160

**POLITZER**

Paracentese-Nadel, waagrecht, kniegebogen, 160 mm  
Tympanum perforator, knee bent, horizontal, 6 1/4 inch



410-032-175

**AGNEW (POLITZER)**


Paracentesis Nadel, bajonettförmig, 180 mm  
Paracentesis needle, angled, 7 inch



210-394-150  
**MUCK**  
Periostmesser, 150 mm  
Periosteal knife, 6 inch



210-395-130  
**POLITZER**  
Mastoidmesser, 130 mm  
Mastoid knife, 5 1/8 inch




210-395-175  
**SEBILEAU**  
Elevatorium, 5 mm breit, 175 mm  
Elevator, 5 mm wide, 7 inch



431-630-007	7mm	431-630-006	6mm
431-630-009	9mm	431-630-011	11mm

**OBWEGESER**  
Raspatorium, 9 mm breit, 175 mm  
Periosteal Elevator, 9 mm wide, 7 inch




210-396-160  
**JOSEPH**  
Raspatorium, leicht gebogen, 160 mm  
Periosteal Elevator, slightly curved, 6 1/4 inch



210-303-165  
**JANSEN**  
Raspatorium, gebogen, 15 mm breit, 165 mm  
Periosteal Elevator, curved, 15 mm wide, 6 1/2 inch




210-397-185  
**LEMPERT**  
Raspatorium, halbscharf, 185 mm  
Periosteal Elevator, semi sharp, 7 1/4 inch



420-530-165	2mm
420-531-165	3mm
420-532-165	4mm

**JOSEPH**  
Septum Raspatorium, leicht gebogen, 160 mm  
Septum Raspatory, slightly curved, 6 1/4 inch



210-311-150  
**FARABEUF**  
Raspatorium, gebogen, 140 mm  
Periosteal Elevator, curved cutting edge, 5 1/2 inch